

... am besten  
das Beste



Busch®

There is no substitute for quality



neu

## medCap

die neue moderne diamantierte  
Medizinprodukt-Serie mit CE-Zeichen  
für die hygienische Hornhautbearbeitung  
mit den revolutionären Vorzügen,  
besonders in der Trockentechnik:

- + desinfizierbar und sterilisierbar
- + extrem hohe Wirtschaftlichkeit  
durch langlebige Diamantkörnung  
(medCaps mehr als 300 mal benutzbar)
- + schonender präziser Rundlauf
- + perfekte Identifikation der  
Diamantkörnungen durch Farbpunkte
- + umweltfreundlich
- + easy to handle

= BUSCH Premium Qualität -  
Fußbehandlung auf höchstem  
Niveau

Gebrauchsmuster GM Nr.: 20 2006 006 564.4

● ● megagroße Diamantkörnung • Abtrag dicker Hornschwielen

● supergroße Diamantkörnung • Entfernung starker Verhornungen



BUSCH	MC4880S	MC4880M	MC4880L
Menge			



BUSCH	MC5880S	MC5880M	MC5880L
Menge			

● grobe Diamantkörnung • Entfernung beginnender Verhornungen



BUSCH	MC6880S	MC6880M	MC6880L
Menge			




BUSCH	308S	308M	308L	MC300RS
Menge				

Der STERI-SAFEpro mit komplettem Inhalt lässt sich bequem in den Hygienekreislauf integrieren. In geschlossenem Zustand des STERI-SAFEpro hängen die drei medCaps lose auf drei Haltestiften MC300RS und können perfekt desinfiziert und sterilisiert werden, ohne dass ein Instrument herausfällt; ob im Autoklav bei 134°C oder im Heißluftsterilisator bei 180°C.

Jeder Hygienepack besteht aus:

- 1 x STERI-SAFEpro
- 1 x medCap Träger
- 3 x medCaps (3 Körnungen)
- 3 x Haltestifte MC300RS

Am besten das Beste.



BUSCH	medCap Hygienepack S 5302	medCap Hygienepack M 5303	medCap Hygienepack L 5304
Menge			

Eine ausführliche Gebrauchsanweisung finden Sie unter: [www.busch.eu](http://www.busch.eu)



**BUSCH & CO.** GmbH & Co. KG

Postfach 1152  
51751 Engelskirchen  
Unterkaltenbach 17-27  
51766 Engelskirchen  
GERMANY

Telefon: +49 (0)2263 86-0  
Telefax: +49 (0)2263 20741  
mail@busch.eu  
www.busch.eu

Sie möchten ein Angebot erhalten?

Auf diesem Vordruck können Sie bequem alle gewünschten Stückzahlen eintragen und bei Ihrem Händler anfragen oder gleich bestellen.

Absender:

Fax:

An:

Fax: